bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Miniwirówka Slide Spinner™ do szkiełek podstawowych

Labnet International, Inc.

Mikrowirówka służy do szybkiego suszenia szkiełek podstawowych, np. do badań Microarray. Suszy substraty Microarray w czasie krótszym niż 10 sekund (jednocześnie suszyć można 2 szkiełka – ciecz spływa do wymiennych kaset na szkiełka).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa
	K-3039	Miniwirówka Slide Spinner™ do szkiełek podstawowych	4800 obr./min

Opis

Mikrowirówka służy do szybkiego suszenia szkiełek podstawowych, np. do badań Microarray. Suszy substraty Microarray w czasie krótszym niż 10 sekund (jednocześnie suszyć można 2 szkiełka – ciecz spływa do wymiennych kaset na szkiełka).

Prędkość maks.: 4800 obr./min.
Wymiary: 15 x 15 x 11,7 cm.
Waga: 0,45 kg.
Gwarancja: 12 miesięcy.