bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

# Karta katalogowa



## Wymazówki kryminalistyczne

SARSTEDT

Kryminalistyczne wymazówki mikrobiologiczne w probówce transportowej z membraną wentylacyjną. Z etykietą do opisu. Sterylne i wolne od DNA. Pakowane indywidualnie. Dostępne wymazówki z główką bawełnianą z trzonkiem drewnianym oraz wymazówki z główką wiskozową z trzonkiem z tworzywa sztucznego.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Końcówka | Materiał wacika | Materiał trzonka | Dł. trzonka | Wym. probówki (śr. x dł.) | Stopień czystości | Rodzaj pak. | Szt./Op. | Nr producenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | J-4151 | Wymazówki kryminalistyczne bez podłoża | zaokrąglona | bawełna | drewno | 95 mm | 15 x 102 mm | sterylny i wolny od DNA | probówka transportowa | 100 szt. | 80.629.001 |
| | J-4152 | Wymazówki kryminalistyczne bez podłoża | szpiczasta | bawełna | drewno | 95 mm | 15 x 102 mm | sterylny i wolny od DNA | probówka transportowa | 100 szt. | 80.629.101 |
| | J-4155 | Wymazówki kryminalistyczne bez podłoża | zaokrąglona | wiskoza | plastik | 93 mm | 15 x 102 mm | sterylny i wolny od DNA | probówka transportowa | 100 szt. | 80.629 |
| | J-4156 | Wymazówki kryminalistyczne bez podłoża | zaokrąglona | wiskoza | plastik | 85 mm | 12 x 175 mm | sterylny i wolny od DNA | probówka transportowa | 50 szt. | 80.630 |
| | J-4157 | Wymazówki kryminalistyczne bez podłoża | zaokrąglona | wiskoza | plastik | 125 mm | 12 x 175 mm | sterylny i wolny od DNA | probówka transportowa | 50 szt. | 80.634 |

### Opis

Kryminalistyczne wymazówki mikrobiologiczne w probówce transportowej z membraną wentylacyjną. Do pobierania zarówno śladów na miejscu zbrodni, jak i próbek referencyjnych. Są sterylne i wolne od DNA, pakowane indywidualnie. Dostępne są **wymazówki z główką bawełnianą z trzonkiem drewnianym oraz wymazówki z główką wiskozową z trzonkiem z polistyrenu (PS).** Wszystkie modele posiadają etykietę do opisu. W długich wymazówkach J-4156 oraz J-4157 pełnią one również rolę plomby. Umożliwia to łatwą identyfikację czy probówka transportowa była otwierana.

**Membrana wentylacyjna** w dnie probówki transportowej wykonanej z polipropylenu (PP) umożliwia wysychanie wacika w tubie, bez kontaktu z otoczeniem oraz chroni pobraną próbkę przed zanieczyszczeniem. Suchy wacik zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni, które często uniemożliwiają analizę i niszczą próbkę.

Proces produkcji wymazówek kryminalistycznych Sarstedt odbywa się w warunkach ściśle kontrolowanych pod kątem higieny i czystości. Gotowe wymazówki są poddawane **procesowi sterylizacji tlenkiem etylenu** (EtO), opracowanym specjalnie na potrzeby kryminalistyki. Są również sprawdzane pod kątem obecności DNA. Stosowana metoda jest bardzo czuła. Jej **granica wykrywalności wynosi 0,5 pg DNA/µl.**