bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Probówki Eppendorf Tubes® 5,0 ml

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR eppendorf

Probówki Eppendorf przeznaczone są do pracy z próbkami o objętości do 5 ml w warunkach wymagających wysokiej czystości materiału i powtarzalności wyników. Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu bez plastyfikatorów, biocydów i środków poślizgowych, minimalizują ryzyko substancji wymywalnych. Odporność na wirowanie do 25 000 × g wspiera szybkie i wydajne protokoły.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0157	Probówki Eppendorf Tubes®	Eppendorf Quality	przezroczysty	0030 119.401	2 x 100 szt.
	K-0158	Probówki Eppendorf Tubes®	PCR Clean	przezroczysty	0030 119.460	2 x 100 szt.
	K-0159	Probówki Eppendorf Tubes®	Biopur	przezroczysty	0030 119.479	50 x 1 szt.
	K-0160	Probówki Eppendorf Tubes®	sterylny	przezroczysty	0030 119.487	10 x 20 szt.
	K-0461	Probówki Eppendorf Tubes®	PCR Clean	bursztynowy	0030 119.452	2 x 100 szt.
	K-0462	Probówki Eppendorf Tubes®	Forensic DNA Grade	przezroczysty	0030 119.606	4 x 50 szt.
	K-0463	Probówki Eppendorf Tubes® - Starter Pack	PCR Clean	przezroczysty	0030 119.380	4 x 100 szt.

Opis

Probówki Eppendorf o pojemności 5 ml. Idealne do pracy z próbkami, do których standardowe probówki Eppendorfa są za małe, a probówki typu Falcon – za duże.

Konstrukcja i ergonomia probówek Eppendorf

Zatrzaskowa pokrywka zapewnia prostą i szybką obsługę jedną ręką, co usprawnia pipetowanie i ogranicza ryzyko przypadkowego rozlania próbki. Forma probówki ułatwia dostęp do próbki i wspiera utrzymanie czystości pracy.

Materiał i zgodność z analizami

Probówki wykonane są z najwyższej jakości, przezroczystego **polipropylenu**, który nie zawiera **plastyfikatorów, biocydów ani środków poślizgowych**. Ogranicza to ryzyko obecności substancji wymywalnych, co przekłada się na większą wiarygodność w zastosowaniach wymagających wysokiej czystości materiału, takich jak analizy DNA, RNA czy białek.

Parametry pracy

Probówki są przystosowane do pracy w szerokim zakresie temperatur od **-86°C do 80°C**, a przy zastosowaniu zacisku dopuszczalna jest praca poniżej **100°C**. Zapewniają wysokie bezpieczeństwo podczas wirowania i odporność na przyspieszenia odśrodkowe do **25 000 × g**, co umożliwia realizację szybkich i wydajnych protokołów.

Czystość, warianty i bezpieczeństwo próbek Eppendorf

Probówki dostępne są w stopniach czystości **Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile** oraz **Eppendorf Biopur®**, certyfikowanych dla każdej partii, co ułatwia dobór odpowiedniej wersji do wymagań aplikacji. Dostępny jest również wariant **LoBind®** (w wersji z pokrywką zatrzaskową), wspierający maksymalny odzysk cennych próbek.

Ekosystem 5 ml i kompatybilne akcesoria

Mikroprobówki 5 ml mogą być stosowane z kompatybilnymi statywami oraz pudełkami do przechowywania, termoblokami do Thermomixer, pipetami 5 ml i końcówkami epT.I.P.S., a także uniwersalnymi adapterami do wirówek (w tym opcjami wysokoobrotowymi) oraz rozwiązaniami do automatyzacji pracy. Dla próbek wrażliwych na działanie światła dostępna jest również bursztynowa wersja probówek Eppendorf (K-0461). **Pakiet startowy (K-0463)** obejmuje: 400 probówek (4 × 100 szt.) z zatrzaskiwaną pokrywką o pojemności 5,0 ml, w jakości PCR Clean, 2 statywy (po 12 miejsc każdy) oraz 8 uniwersalnych adapterów do rotorów z gniazdami na probówki stożkowe 15 ml. Probówki Eppendorf o pojemności 5 ml występują również w wersji z zakrętką.